



## APARELHOS PARA RONCO E APNÉIA

Registro ANVISA 80316910001

Um dos conceitos de prevenção do ronco, eficaz em pacientes seletos, é a **abertura das vias aéreas** pelo **aumento da dimensão vertical e avanço mandibular**. Este princípio é utilizado em diversos dispositivos elaborados para pacientes que roncam.

Pacientes geralmente reclamam de **dor na ATM** (Articulação Temporo Mandibular) após usarem dispositivos **rígidos e fixos** para o ronco. O problema com muitos desses dispositivos é que eles são **rígidos** e seguram a mandíbula em uma posição inferior e anteriorizada, travando as articulações da mandíbula em um estado de compressão contra a eminência articular no crânio.

Os aparelhos do Sistema TMJ para ronco e apnéia são feitos de silicone médico, **macio e flexível**. Isto permite considerável movimento lateral e antero posterior da mandíbula, tornando o aparelho mais confortável para o paciente.

O TMJ Snorer e o TMJ-MBV promovem o avanço da mandíbula quando em uso. Esta característica, além do aumento da dimensão vertical, ajuda a fornecer mais espaço nas vias aéreas - o que é muito útil no diagnóstico e no tratamento do ronco.

O TMJ Snorer e o TMJ-MBV também são os aparelhos mais indicados para uso em pacientes que apresentam dores e desconfortos na ATM.

O TMJ Snorer ou o TMJ MBV pode ser a ferramenta de diagnóstico ideal para certificar-se de que um dispositivo de uso intra-oral apresentará algum benefício para o paciente que ronca.

Em sequencia, dispositivos mais complexos podem ser confeccionados em um laboratório, com a informação obtida pelo uso inicial do TMJ Snorer, sendo ainda bastante útil na certificação do desenho e eficácia dos aparelhos mais complexos.

Porém, na maioria dos casos onde a retenção não é um problema, o **TMJ Snorer ou o TMJ MBV é o dispositivo terapêutico ideal**.

Conheça os dois diferentes modelos para problemas ronco e apnéia:



### TMJ Snorer

- Possui um orifício para respiração central único, em formato circular.
- Material macio e confortável.
- Indicado para problemas de ronco.



### TMJ MBV

- Possui 4 grandes orifícios para respiração.
- Laterais elevadas para **máxima retenção** do aparelho na boca durante o sono.
- Material macio e confortável.
- Indicado para problemas **severos** de ronco e apnéia.

